



Bereid de afname voor

Eet, drink, rook en poets uw tanden 30 minuten voor de afname niet. Gebruik geen kauwgom.



Was uw handen

Was uw handen zorgvuldig met water en zeep en droog ze goed af.



Open het buisje

Draai de blauwe dop van het speekselbuisje en neem de houder eruit.



Neem het wattenrolletje

Haal het wattenrolletje met schone handen uit de houder.



Plaats het in de mond

Leg het wattenrolletje in de mond. Kauw er niet op en slik het niet door.



Verzamel speeksel

Beweeg het wattenrolletje rustig door de mond en houd het ongeveer 2 minuten in.



Plaats het terug

Doe het vochtige wattenrolletje terug in de houder van het buisje.



Sluit en noteer

Draai de dop goed dicht. Noteer datum en tijd en kruis AM of PM aan.



Sluit de veiligheidszak

Doe het buisje in de sealbag en sluit deze goed.



Verstuur het monster

Doe de sealbag met het laboratoriumformulier in de retourenvelop en verstuur deze.



Belangrijk

Neem het speeksel af op het aangegeven tijdstip. Volg bij meerdere buisjes het meegeleverde tijdschema. Bewaar het buisje tot verzending volgens de bijgeleverde aanwijzingen.