



Kies de afnamedag

Neem het monster af op maandag, dinsdag of uiterlijk woensdag.



Vang de ontlasting droog op

Gebruik het bijgeleverde fecesopvangsysteem. U kunt ook een bakje of wegwerpbord in het toilet plaatsen.



Trek handschoenen aan

Gebruik de meegeleverde latexvrije handschoenen.



Kies het juiste materiaal

Gebruik de ontlasting die als laatste het lichaam heeft verlaten.



Vul het buisje

Breng met het lepeltje in de dop ontlasting over in het buisje.



Vul tot de streep

Vul het buisje tot de aangegeven streep op het etiket.



Sluit het buisje

Draai de bruine dop stevig aan.



Gooi de handschoenen weg

Doe de gebruikte handschoenen bij het normale afval.



Sluit de veiligheidszak

Plaats het buisje in de Rigid Safety Bag en verwijder de sluitstrip.



Vul de verzendenvolop

Voeg de gesloten veiligheidszak toe.



Sluit de envelop

Verwijder de witte plakstrip en sluit de verzendenvolop.



Post het monster

Post de envelop op de afnamedag voor 17.00 uur.



Belangrijk voor u begint

Lees de instructies. Stop vijf dagen voor de afname met probiotica.

Neem af op maandag, dinsdag of woensdag en post het monster dezelfde dag voor 17.00 uur.

Bij later verzenden: koel bewaren en alleen dinsdag, woensdag of donderdag versturen.